

平素は、弊社商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

この度、弊社にて製造させて頂きました「情熱価格 体重体組成計プロポスキャン」の一部商品に、測定情報の表示において動作不良が見られたので、ご報告いたします。

この件におきまして、お客様が健康を害することはございません。

お客様には、大変ご心配ご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。

当該商品をご購入のお客様は、下記フリーダイヤルまでお問い合わせいただきましたら、商品交換させていただきます。

今後、このようなご迷惑をお掛けする事の無いよう、更なる品質向上を目指して参る所存で御座います。今後ともご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます

●販売店舗

全国の「ドン・キホーテ」「MEGAドン・キホーテ」

●対象商品および確認方法

販売期間:2012年7月26日～2012年10月22日

商品名:情熱価格 体重体組成計プロポスキャン

型番:DM-MH01PI(ピンク)・DM-MH01BK(ブラック)

JAN:4959023313368(ピンク)/ JAN:4959023313351(ブラック)

年齢・性別の設定において、<女性>50才～80才の範囲(80才が年齢設定の最大値)で設定すると、基礎代謝量が3,000kcal(通常は1,000kcal台)と誤表示されます。

※この設定以外の方の計測表示は正常に表示されます。

[対象商品写真]

※製造番号:120600001～120605880



※本体裏銘版シールの左にある9ケタの数字をご確認ください。

※現在販売されている同商品は、動作不良が修正された商品になります。修正された商品には製造番号の末尾に「P」(ピンク)もしくは「B」(ブラック)との記載がございます。

《お問い合わせ先》

株式会社丸隆 お客様相談室：フリーダイヤル 0120-104300

FAX 03-5365-3883

[受付時間] 9:00～17:00 (祝祭日以外の月～金曜日)